


# L-KIT784/785/786/788

## 実体顕微鏡 (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。



## 【明細表】

## L-KIT784

|         |          |
|---------|----------|
| L-836   | USBカメラ   |
| L-846   | レンズ      |
| L-846-3 | 顕微鏡アダプター |
| L-46    | 実体顕微鏡    |

## L-KIT785

|         |          |
|---------|----------|
| L-836   | USBカメラ   |
| L-846   | レンズ      |
| L-846-3 | 顕微鏡アダプター |
| L-46    | 実体顕微鏡    |
| L-711   | LEDライト   |
| L-711-1 | 拡散フィルター※ |

※L-711 LEDライトに同梱されています。

## L-KIT786

|         |          |
|---------|----------|
| L-836   | USBカメラ   |
| L-846   | レンズ      |
| L-846-3 | 顕微鏡アダプター |
| L-46    | 実体顕微鏡    |
| L-703   | LEDライト   |

## L-KIT788

|         |          |
|---------|----------|
| L-836   | USBカメラ   |
| L-846   | レンズ      |
| L-846-3 | 顕微鏡アダプター |
| L-46    | 実体顕微鏡    |
| L-715   | LEDライト   |

## 【各種照明】



L-711



L-711-1



L-703




L-715

## 組み立て方法

## 1 顕微鏡の組み立て

実体顕微鏡を組み立てます。  
L-46の取扱説明書をご参照ください。

L-46  
実体顕微鏡

## 2 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。  
照明の取り付け方法は、付属の  
取扱説明書をご参照ください。

## 顕微鏡にカメラを取り付ける場合

## 3 カメラと顕微鏡アダプターの接続

レンズと顕微鏡アダプターを用意  
します。

レンズの保護キャップを外し、  
顕微鏡アダプターを取り付けます。



カメラの保護キャップを  
外し、ねじ込んで接続します。



## 4 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、  
3を挿入します。  
詳細はそれぞれの取扱説明書をご参照  
ください。

## 技術的なお問い合わせ

## ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツ  
リストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024